



Sonda Raman da laboratorio a portata elevata (1 064 nm), 5m


607510270

Gruppo sonda Raman a fibre ottiche da laboratorio a portata elevata con pulsante di innesco. Lunghezza della fibra 5 metri.

Compatibile con i-Raman NxG 1064.

Parti incluse 607510270

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	607510430	Tappo di regolazione della corsa
		Tappo di regolazione della corsa per lo stelo della sonda Raman da laboratorio.



Stelo di ricambio per gruppo sonda Raman da laboratorio per eccitazione a 1 064 nm. Distanza di lavoro 5,9 mm.

