



Sonda Raman da laboratorio a portata elevata per i-Raman Duo, 1.5 m


6.07510.370

Gruppo sonda Raman a fibre ottiche da laboratorio a portata elevata con pulsante di innesco. Lunghezza della fibra 1,5 metri. Compatibile con i-Raman Duo.

Parti incluse 6.07510.370

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	607510430	Tappo di regolazione della corsa

Tappo di regolazione della corsa per lo stelo della sonda Raman da laboratorio.



Stelo di ricambio per gruppo sonda Raman da laboratorio per eccitazione a 1 064 nm. Distanza di lavoro 5,9 mm.

