



Sonda Raman da laboratorio (785 nm), 5 m


607510460

Gruppo sonda Raman con conduttore ottico da laboratorio con pulsante di innesco. Lunghezza della fibra 5 metri. Compatibile con i modelli i-Raman Plus 785S e 785HR.

Parti incluse 607510460

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	607510430	Tappo di regolazione della corsa

Tappo di regolazione della corsa per lo stelo della sonda Raman da laboratorio.



Stelo di ricambio per gruppo sonda Raman da laboratorio per eccitazione a 785 nm. Distanza di lavoro 5,5 mm.

