



Sonda Raman da laboratorio (532 nm), 5 m


607510500

Gruppo sonda Raman con conduttore ottico da laboratorio con pulsante di innesco. Lunghezza della fibra 5 metri. Compatibile con i-Raman Plus 532.

Parti incluse 607510500

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	607510430	Tappo di regolazione della corsa

Tappo di regolazione della corsa per lo stelo della sonda Raman da laboratorio.



Stelo di ricambio per gruppo sonda Raman da laboratorio per eccitazione a 532 nm. Distanza di lavoro 5,4 mm.

