




Cella di misura della conducibilità $c = 0,8 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso)

6.0912.110

Cella di misura della conducibilità con costante di cella $c = 0,8 \text{ cm}^{-1}$, con sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (4 x B (4 mm)). Grazie allo stelo di plastica in PP robusto/a prova di rottura e alla protezione antiurto, questo sensore è molto resistente dal punto di vista meccanico ed è adatto a misure di conducibilità medie (da $1 \mu\text{S/cm}$ a 100 mS/cm) come ad es. in:

- Acqua potabile
- Acqua di superficie
- Acque reflue

Il sensore può essere utilizzato insieme all'856 Conductivity Module con la scatola adattatore (6.2103.160).

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2301.060	Standard ionico KCl 250 mL KCl standard ionico (250 mL, $c(\text{ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), può essere usato anche come soluzione standard per conducibilità 12.88 mS/cm (25°C).	
6.2324.110	Standard di conduttività $100 \mu\text{S/cm}$ 5x30mL Standard per la calibrazione di celle di misura conduttometriche con cella costante $c = 0,1/\text{cm}$.	
6.2324.010	Conductivity standard $100 \mu\text{S/cm}$ 250 mL Standard di conduttività per la calibrazione delle celle di misura conduttimetrica con costante di cella $= 0.1/\text{cm}$	
6.2103.160	Adattatore 4 x connettore B – spina N Box adattatore per la connessione delle tradizionali celle di misura della conducibilità Metrohm con 4 spine a banana all'856 Conductivity Module.	