




Cella di misura conduttimetrica per 743/763

6.0913.130

Cella di misura conduttimetrica per gli strumenti di stabilità 743 e 763. Costante di cella $c = 1 \text{ cm}^{-1}$

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2250.000	Etichette laminate Etichette per il coperchio del contenitore di misurazione per gli strumenti di misurazione della stabilità. Dicitura: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. 5 set da 8 pezzi.



6.2771.000

Set di manicotti conducibilità stabilità (8x)

Set di manicotti per il coperchio del contenitore di misura per gli strumenti di misura della stabilità in PP.

