



Cella di misura della conducibilità a 5 anelli $c = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso)

6.0915.100

Cella di misura della conducibilità a 5 anelli con costante di cella $c = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ (valore guida), con sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (1,2 m) per il collegamento all'856 Conductivity Module.

Questo sensore è adatto alle misure di conducibilità medie (da $5 \mu\text{S/cm}$ fino a 20 mS/cm) come ad es. in:

- Acqua potabile
- Acqua di superficie
- Acque reflue

Parti incluse 6.0915.100

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.1236.050

Giunto conico SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



1 PCS

6.2008.040

Porta punta

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2763.000	Cella di misurazione a flusso continuo per la 6.0915.100/6.0920.100	
	Cella di misurazione a flusso continuo per la cella di misurazione della conducibilità a 5 anelli 6.0915.100/6.0920.100	
6.2324.110	Standard di conduttività 100 µS/cm 5x30mL	
	Standard per la calibrazione di celle di misura conduttometriche con cella costante $c = 0,1/\text{cm}$.	
6.2324.010	Conductivity standard 100 µS/cm 250 mL	
	Standard di conduttività per la calibrazione delle celle di misura conduttimetrica con costante di cella = $0.1/\text{cm}$	
6.2301.060	Standard ionico KCl 250 mL	
	KCl standard ionico (250 mL, $c(\text{ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), può essere usato anche come soluzione standard per conducibilità 12.88 mS/cm (25 °C).	