



## Cella di misura della conducibilità $c = 1,6 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso)

6.0919.140

Cella di misura della conducibilità a 3 conduttori con costante di cella  $c = 1,6 \text{ cm}^{-1}$  (valore guida), con sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso per il collegamento ai misuratori 912 /914.

Questo sensore è adatto alle misure di conducibilità profonde (da 0,1 fino a 1000 mS/cm) come ad es. in:

- Acqua di mare
- Acqua di lavaggio
- Soluzioni fisiologiche

### Accessori opzionali

| Order no. | Descrizione |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

6.2301.060

Standard ionico KCl 250 mL

KCl standard ionico (250 mL,  $c(\text{ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$ ), può essere usato anche come soluzione standard per conducibilità  $12.88 \text{ mS/cm}$  ( $25^\circ\text{C}$ ).

