




Hamilton PRP-X100 - 125/4,0

6.1005.000

La colonna anionica Hamilton PRP-X100 - 125/4,0 IC è una robusta colonna basata su un copolimero polistirene-divinilbenzene. È particolarmente adatta per la separazione di cloruro, nitrato e solfato senza soppressione chimica. Può essere separato anche il fluoruro ma devono essere prima rimossi i cationi con una cartuccia H^+ . La colonna di separazione Hamilton PRP-X100 - 125/4,0 è idonea anche per la determinazione del silicato. La colonna è caratterizzata da un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.02821.000	Supporto per cartuccia Guard PRP-X100
	Supporto per cartuccia Guard Hamilton PRP-X 100 per il collegamento alla colonna di separazione analitica.



6.1005.020

PRP-X100 guard column cartridge/4.0

Per proteggere le colonne Hamilton PRP-X100. La cartuccia rimuove efficacemente i contaminanti in forma di particolato dovuti ad esempio a crescita batterica o alghe.

