



Hamilton PRP-X100 - 250/4,0

6.1005.010

La colonna anionica Hamilton PRP-X100 - 250/4,0 IC è una robusta colonna di separazione basata su un copolimero polistirene-divinilbenzene. Viene impiegata soprattutto con matrici difficili, ad es. coloranti.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.02821.000	Supporto per cartuccia Guard PRP-X100

Supporto per cartuccia Guard Hamilton PRP-X 100 per il collegamento alla colonna di separazione analitica.



6.1005.020

PRP-X100 guard column cartridge/4.0

Per proteggere le colonne Hamilton PRP-X100. La cartuccia rimuove efficacemente i contaminanti in forma di particolato dovuti ad esempio a crescita batterica o alghe.

