



Hamilton PRP-X300 - 250/4,0

6.1005.030

La colonna di esclusione ionica Hamilton PRP-X300 è una colonna a scambio cationico con capacità relativamente bassa. La combinazione di un copolimero di polistirene/divinilbenzene con gruppi acido solfonico come scambiatori di ioni è ideale per la soluzione di semplici problemi di separazione. La possibilità di determinare i sali di acidi organici, in particolare la determinazione del formiato, molto delicata, caratterizzano questa colonna.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1011.030	Metrosep RP 2 Guard/3,5

La Metrosep RP 2 Guard/3,5 è una colonna di protezione universalmente impiegabile che protegge efficacemente la colonna di separazione dai contaminanti. Particelle minuscole, tracce di ossido ferroso o batteri vengono rimossi in modo sicuro. La Metrosep RP 2 Guard/3,5 aiuta a risparmiare costi perché il disco filtrante può essere sostituito in pochi attimi.



6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4,0

Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 è una colonna di protezione universalmente impiegabile che protegge efficacemente la colonna di separazione analitica dai contaminanti. Contaminanti organici lipofili, particelle minuscole, tracce di ossido ferroso o batteri vengono rimossi in modo sicuro. La colonna di protezione si basa su un materiale polimerico e grazie al volume di raccolta più grande ha una capacità maggiore rispetto alla Metrosep RP 2 Guard/3,5. È utilizzabile nell'intero intervallo pH.



6.1011.130

RP 2 Guard/3.5 Replacement Filters, 10 pieces

