



Metrosep A Supp 1 - 250/4,6

6.1005.300

La Metrosep A Supp 1 - 250/4,6 è una colonna anionica impiegabile universalmente ed è caratterizzata da una capacità media e dalla speciale selettività. Con questa colonna è possibile elaborare campioni che presentano elevate differenze di concentrazione. Per esempio possono essere determinati anche 4 µg/L di solfato in una soluzione che contiene 150 g/L di cloruro di sodio. Un ulteriore vantaggio è che il bromuro eluisce solo dopo il nitrato. La A Supp 1 - 250/4,6 convince con eccellenti proprietà di separazione soprattutto nell'analisi di ossoalogenuri. Oscillazioni nella pressione, eluenti sempre diversi e un elevato passaggio di campioni non influenzano la performance di separazione di questa colonna anche dopo molto tempo. È l'«animale da lavoro» del laboratorio di sviluppo e di routine.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.1005.340

Metrosep A Supp 1 Guard/4,6

La Metrosep A Supp 1 Guard/4,6 protegge efficacemente la colonna di separazione Metrosep A Supp 1 - 250/4,6 dalle impurità causate da particelle e batteri.

