



Metrosep A Supp 3 - 250/4,6

6.1005.320

La colonna Metrosep A Supp 3 - 250/4,6 risolve i problemi di separazione in mezzi acquosi e organici. Può essere utilizzata in modo affidabile con una vasta gamma di eluenti - anche quelli che contengono grandi quantità di solventi organici. Con la Metrosep A Supp 3 - 250/4,6 campioni che rappresentano una grande sfida analitica possono essere analizzati di routine, per esempio la misurazione di campioni biologici o la determinazione di anioni inorganici in matrici organiche. Sulla colonna Metrosep A Supp 3 - 250/4,6 è possibile separare i polifosfati con l'aiuto di un gradiente di idrossido di sodio. La colonna è adatta anche per la separazione di solfito, solfato e tiosolfato in meno di 20 minuti.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.1011.030

Metrosep RP 2 Guard/3,5

La Metrosep RP 2 Guard/3,5 è una colonna di protezione universalmente impiegabile che protegge efficacemente la colonna di separazione dai contaminanti. Particelle minuscole, tracce di ossido ferroso o batteri vengono rimossi in modo sicuro. La Metrosep RP 2 Guard/3,5 aiuta a risparmiare costi perché il disco filtrante può essere sostituito in pochi attimi.



6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4,0

Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 è una colonna di protezione universalmente impiegabile che protegge efficacemente la colonna di separazione analitica dai contaminanti. Contaminanti organici lipofili, particelle minuscole, tracce di ossido ferroso o batteri vengono rimossi in modo sicuro. La colonna di protezione si basa su un materiale polimerico e grazie al volume di raccolta più grande ha una capacità maggiore rispetto alla Metrosep RP 2 Guard/3,5. È utilizzabile nell'intero intervallo pH.



6.1011.130

RP 2 Guard/3.5 Replacement Filters, 10 pieces

