



Metrosep A Supp 1 HS - 50/4,6

6.1005.350

La Metrosep A Supp 1 HS - 50/4,6 permette di separare gli anioni standard in un tempo molto breve. La Metrosep A Supp 1 HS - 50/4,6 è la colonna da prediligere per analizzare un basso numero di ioni in campioni con una matrice semplice. È possibile analizzare, per esempio, fosfato in bevande a base di cola in presenza di cloruro e solfato, in meno di tre minuti.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1011.040	Metrosep RP 3 Guard HC/4,0

Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 è una colonna di protezione universalmente impiegabile che protegge efficacemente la colonna di separazione analitica dai contaminanti. Contaminanti organici lipofili, particelle minuscole, tracce di ossido ferroso o batteri vengono rimossi in modo sicuro. La colonna di protezione si basa su un materiale polimerico e grazie al volume di raccolta più grande ha una capacità maggiore rispetto alla Metrosep RP 2 Guard/3,5. È utilizzabile nell'intero intervallo pH.



6.1011.120

Filtro di ricambio per RP Guard, 10 pezzi

Non utilizzare per 6.1011.030.

