



Metrosep A Supp 4 - 250/4,0

6.1006.430

La Metrosep A Supp 4 - 250/4,0 è una colonna estremamente robusta con eccellenti proprietà di separazione. La fase di separazione consiste di particelle di polivinilalcole con un diametro di 9 µm, ricoperte di gruppi ammonici quaternari. Questa struttura garantisce un'elevata stabilità e una grande tollerabilità al particolato che può attraversare il filtro integrato sulla colonna. La Metrosep A Supp 4 - 250/4,0 ha una media capacità di scambio ionico; il solfato eluisce dopo 12,5 min. Il numero di piatti di questa colonna è più alto di quelli della colonna di separazione Metrosep Anion Dual 2 - 75/4,6. La Metrosep A Supp 4 - 250/4,0 è particolarmente adatta per tutte le richieste di routine nell'analisi delle acque.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.01021.500 Metrosep A Supp 4 Guard/4,0

La Metrosep A Supp 4/5 S-Guard/4,0 protegge efficacemente la colonna anionica IC Metrosep A Supp 4, - 250/4,0 da contaminanti presenti nel campione o nell'eluente.



6.01021.510 Metrosep A Supp 4 S-Guard/4,0

La Metrosep A Supp 4 S-Guard/4,0 protegge efficacemente la colonna anionica IC Metrosep A Supp 4, da contaminanti presenti nel campione o nell'eluente.

