



Metrosep A Supp 5 - 100/4,0

6.1006.510

La Metrosep A Supp 5 - 100/4,0 permette separazioni molto efficienti e rapide. Questa caratteristica rende la Metrosep A Supp 5 - 100/4,0 la colonna standard per brevi tempi di analisi e per la determinazione di anioni che eluiscono tardi (ad es. perclorato).

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1006.500	Metrosep A Supp 5 Guard/4,0

La Metrosep A Supp 5 Guard/4,0 protegge efficacemente la colonna anionica IC Metrosep A Supp 5 e 7 da contaminanti presenti nel campione o nell'eluente.

Contiene lo stesso materiale di separazione della colonna Metrosep A Supp 5, è anche questa in PEEK e viene montata direttamente sulla colonna di separazione per ridurre al minimo il volume morto ("On Column Guard System"). La precolonna estende la durata della colonna analitica e non ha praticamente alcun effetto sulle sue prestazioni di separazione cromatografica. Il prezzo accessibile e la facilità d'uso rendono vivamente raccomandato l'uso della A Supp 5 Guard/4,0.



6.1006.540

Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0

La Metrosep A Supp 5 S-Guard/4,0 protegge efficacemente la colonna anionica IC Metrosep A Supp 5 e 7 da contaminanti presenti nel campione o nell'eluente.



6.1020.520

Metrosep A Supp 10 Guard HC/4,0

La Metrosep A Supp 10 Guard HC/4,0 è la variante ad alta capacità della Metrosep A Supp 10 Guard/4,0.

