



Metrosep A Supp 5 S-Guard/2,0

6.1006.610

La Metrosep A Supp 5 S-Guard/2,0 protegge efficacemente la variante da 2 mm della colonna anionica IC Metrosep A Supp 5 e 7 da contaminanti presenti nel campione o nell'eluente.

Contiene lo stesso materiale di separazione della colonna Metrosep A Supp 5, è anche questa in PEEK e viene collegata con la rispettiva colonna di separazione tramite collegamento capillare. La precolonna estende la durata della colonna analitica e non ha praticamente alcun effetto sulle sue prestazioni di separazione cromatografica. Per via del prezzo accessibile e della facilità d'uso, è vivamente raccomandato l'uso della precolonna A Supp 5 S-Guard/2,0.

Parti incluse 6.1006.610

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.

