



Metrosep C 3 - 150/4,0

6.1010.420

L'innovativo materiale portante a base di alcol polivinilico aumenta in modo significativo la selettività per cationi monovalenti e divalenti. La forma dei picchi ottenuta con questa colonna cationica è perfettamente simmetrica.

La colonna di separazione centrale della famiglia Metrosep-C-3 è particolarmente adatta per separazioni rapide di cationi standard e di determinati cationi di metalli di transizione, nonché per la separazione di ammine organiche di medie dimensioni.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.1010.450

Metrosep C 3 Guard/4,0

La Metrosep C 3 Guard/4,0 contiene il materiale di colonna C-3 e serve per la protezione delle colonne cationiche Metrosep C-3. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Anche la Metrosep C 3 Guard/4,0 funziona secondo il «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.



6.1010.460

Metrosep C 3 S-Guard/4,0

La Metrosep C 3 S-Guard/4,0 contiene il materiale di colonna C-3 e serve per la protezione delle colonne cationiche Metrosep C-3. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica.

