



Metrosep RP 3 Guard HC/4,0

6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 è una colonna di protezione universalmente impiegabile che protegge efficacemente la colonna di separazione analitica dai contaminanti. Contaminanti organici lipofili, particelle minuscole, tracce di ossido ferroso o batteri vengono rimossi in modo sicuro. La colonna di protezione si basa su un materiale polimerico e grazie al volume di raccolta più grande ha una capacità maggiore rispetto alla Metrosep RP 2 Guard/3,5. È utilizzabile nell'intero intervallo pH.

Parti incluse 6.1011.040

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.

