



Metrosep A Trap 1 - 100/4,0

6.1014.000

Colonna anionica ad alta capacità che viene impiegata per la pulizia del flusso dell'eluente. Anche i reagenti del massimo livello di qualità, ad esempio «Ultrapur» o «puriss» possono ancora contenere contaminazioni anioniche minime. Tali contaminazioni vengono trattene in modo sicuro dalla colonna Metrosep A Trap 1 - 100/4,0.

Questa colonna viene impiegata soprattutto nelle applicazioni con gradiente.

Parti incluse 6.1014.000

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato
	Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.	

