



Metrosep C Trap 1 - 100/4,0

6.1015.000

Colonna cationica ad alta capacità che viene impiegata per la pulizia del flusso dell'eluente. Anche i reagenti del massimo livello di qualità, ad es. «Ultrapur» o «puriss», possono contenere ancora minime contaminazioni cationiche. Tali contaminazioni vengono tenute lontane in modo sicuro dalla colonna Metrosep C Trap 1 - 100/4,0.

Parti incluse 6.1015.000

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.

