



Metrosep BP 1 Guard/2,0

6.1015.100

La Metrosep BP 1 Guard/2,0 viene impiegata per la generazione di una pressione d'esercizio sufficiente nel percorso di flusso di reagenti postcolonna. Viene utilizzata in combinazione con una pompa ad alta pressione per il trasporto del reagente postcolonna nel Professional Reactor.

Parti incluse 6.1015.100

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.

