



Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4,0

6.1015.200

Colonna Trap per la rimozione dall'eluente delle impurità da borato. La colonna Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4,0 viene impiegata prevalentemente nell'analisi dei carboidrati con eluente idrossido.

Parti incluse 6.1015.200

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.

