



Metrosep Dual 4 Guard Column Kit/4.6

6.1016.500

Sebbene le colonne Dual 4 basate su un gel di silice monolitica siano molto affidabili, si consiglia l'utilizzo della precolonna Dual 4 per aumentare ulteriormente la sicurezza della colonna di separazione analitica. La precolonna Dual 4 è una cartuccia in PEEK anch'essa riempita di gel di silice monolitica. La cartuccia è facile da sostituire e viene avvitata in un supporto di alluminio direttamente sulla colonna analitica. Il comprovato sistema «On Column Guard System» è facile da utilizzare e offre, in più, il vantaggio di un volume morto molto basso.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1016.510	Metrosep Dual 4 Guard Column Cartridge/4.6 Set con tre cartucce per precolonna

