



Hamilton RCX-30 - 250/4,6

6.1018.000

La Hamilton RCX-30 - 250/4,6 è una colonna per la separazione di monoalcoli, dialcoli e zuccheri degli alcoli. Si tratta di una colonna di scambio anionico basata su una resina di polistirene /divinilbenzene. La RCX-30 - 250/4,6 può essere impiegata universalmente.

La colonna di separazione Hamilton RCX-30 - 250/4,6 presenta un'eccellente separazione di fruttosio e lattosio. Inoltre la colonna offre il vantaggio di poter impiegare portate fino a 2 mL /min per accelerare la cromatografia. La versione lunga della colonna (250 mm) viene preferita per la determinazione di piccoli carboidrati (mono- e disaccaridi e alcoli degli zuccheri).

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.1011.030

Metrosep RP 2 Guard/3,5

La Metrosep RP 2 Guard/3,5 è una colonna di protezione universalmente impiegabile che protegge efficacemente la colonna di separazione dai contaminanti. Particelle minuscole, tracce di ossido ferroso o batteri vengono rimossi in modo sicuro. La Metrosep RP 2 Guard/3,5 aiuta a risparmiare costi perché il disco filtrante può essere sostituito in pochi attimi.



6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4,0

Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 è una colonna di protezione universalmente impiegabile che protegge efficacemente la colonna di separazione analitica dai contaminanti. Contaminanti organici lipofili, particelle minuscole, tracce di ossido ferroso o batteri vengono rimossi in modo sicuro. La colonna di protezione si basa su un materiale polimerico e grazie al volume di raccolta più grande ha una capacità maggiore rispetto alla Metrosep RP 2 Guard/3,5. È utilizzabile nell'intero intervallo pH.



6.1011.130

RP 2 Guard/3.5 Replacement Filters, 10 pieces

