



Metrosep A Supp 10 - 50/4,0

6.1020.050

La colonna di separazione Metrosep A Supp 10 - 50/4,0 è basata su un copolimero di polistirene /divinilbenzene ad alta capacità con una grandezza delle particelle di soli 4,6 µm. Questo sistema di colonna affermato e ottimizzato da Metrohm si contraddistingue per la sua struttura robusta, l'elevata selettività e le eccellenti prestazioni di separazione. L'elevato numero di piatti e la posizione favorevole del picco di sistema tra il fluoruro e il cloruro completano il catalogo delle prestazioni. Le proprietà della colonna possono essere adattate in modo mirato alle specifiche applicazioni mediante temperatura, portata e composizione dell'eluente.

La lunghezza ridotta e la conseguente capacità complessiva relativamente bassa di questa colonna da 50 mm, consentono separazioni rapide degli anioni standard. Possono essere determinati con una portata di 1,0 mL/min in meno di 9 minuti. La Metrosep A Supp 10 - 50/4,0 è perfettamente adatta per separazioni semplici e matrici poco complesse.

Parti incluse 6.1020.050

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 Guard/4,0 protegge efficacemente le colonne di separazione Metrosep A Supp 10 dai contaminanti. Grazie all'«On Column Guard System», la colonna si contraddistingue per l'estrema facilità d'uso. La precolonna viene semplicemente avvitata direttamente sulla colonna analitica. L'operazione non richiede utensili.	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0 protegge efficacemente le colonne di separazione analitiche Metrosep A Supp 10 dai contaminanti. La precolonna viene semplicemente collegata con la colonna di separazione mediante collegamento capillare. L'operazione non richiede utensili.	