



Metrosep A Supp 10 - 75/4,0

6.1020.070

La colonna di separazione Metrosep A Supp 10 - 75/4,0 è basata su un copolimero di polistirene /divinilbenzene ad alta capacità con una grandezza delle particelle di soli 4,6 µm. In condizioni standard, il fosfato eluisce tra il nitrito e il bromuro. Attualmente le applicazioni possono essere ottimizzate modificando la temperatura, la composizione dell'eluente e la portata.

La capacità della A Supp 10 - 75/4,0 è stata ottimizzata per due aspetti: matrice e velocità. In campioni che hanno un'elevata forza ionica è possibile, per esempio, separare la sequenza di basi del fosfato in bevande a base di cola. Anche in presenza di elevate quantità di nitrati e solfati l'analisi richiede meno di 7,5 minuti. Nell'analisi dei campioni di aria è di primaria importanza anche l'elevato numero di campioni.

Parti incluse 6.1020.070

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 Guard/4,0 protegge efficacemente le colonne di separazione Metrosep A Supp 10 dai contaminanti. Grazie all'«On Column Guard System», la colonna si contraddistingue per l'estrema facilità d'uso. La precolonna viene semplicemente avvitata direttamente sulla colonna analitica. L'operazione non richiede utensili.	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 S-Guard/4,0 protegge efficacemente le colonne di separazione analitiche Metrosep A Supp 10 dai contaminanti. La precolonna viene semplicemente collegata con la colonna di separazione mediante collegamento capillare. L'operazione non richiede utensili.	
6.1020.520	Metrosep A Supp 10 Guard HC/4,0	
	La Metrosep A Supp 10 Guard HC/4,0 è la variante ad alta capacità della Metrosep A Supp 10 Guard/4,0.	