



Metrosep A Supp 10 - 250/2,0

6.1020.230

La colonna di separazione Metrosep A Supp 10 - 250/2,0 è basata su un copolimero di polistirene /divinilbenzene con una grandezza delle particelle di soli 4,6 µm. Questo sistema di colonna affermato e ottimizzato da Metrohm si contraddistingue per la sua struttura robusta, la grande selettività e le eccellenti prestazioni di separazione. Le colonne di separazione da 2 mm Metrosep A Supp 10 sono dello stesso materiale delle rispettive colonne di separazione da 4 mm. Le proprietà della colonna possono essere adattate in modo mirato alla specifica applicazione mediante temperatura, portata e composizione dell'eluente.

La Metrosep A Supp 10 - 250/2,0 ha una capacità estremamente elevata per essere una colonna microbore. È ideale per campioni con elevata forza ionica, per compiti di separazione complessi e per analisi in cui sono presenti componenti a concentrazioni molto diverse tra loro. Grazie alla portata ridotta, questa colonna di separazione microbore è adatta alle applicazioni IC-MS.

Parti incluse 6.1020.230

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1020.600	Metrosep A Supp 10 Guard/2,0 La colonna Metrosep A Supp 10 Guard/2,0 protegge efficacemente le colonne di separazione microbore A Supp 10 dai contaminanti. Grazie all'«On Column Guard System», la colonna si contraddistingue per l'estrema facilità d'uso. La precolonna viene semplicemente avvitata direttamente sulla colonna analitica, senza necessità di utensili

