



Metrosep A Supp 10 Guard/2,0

6.1020.600

La colonna Metrosep A Supp 10 Guard/2,0 protegge efficacemente le colonne di separazione microbore A Supp 10 dai contaminanti. Grazie all'«On Column Guard System», la colonna si contraddistingue per l'estrema facilità d'uso. La precolonna viene semplicemente avvitata direttamente sulla colonna analitica, senza necessità di utensili

Parti incluse 6.1020.600

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2744.060	Tappo filettato
Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.		

