



## Metrosep C 4 - 100/2,0

6.1050.210

La versione corta della colonna di separazione dei cationi "Microbore" Metrosep C 4 con un diametro interno di 2 mm è prevista per determinazioni rapide dei cationi standard. Vengono ottenuti tempi di reazione estremamente brevi, dove i tempi di eluizione del sodio e dell'ammonio si differenziano comunque di 25 s. In caso di utilizzo di un eluente speciale, con la Metrosep C 4 - 100/2,0 è possibile determinare i sei cationi litio, ammonio, sodio, calcio, magnesio e potassio in meno di 5 minuti. Grazie alla ridotta portata di eluente, questa colonna è particolarmente adatta per l'accoppiamento IC-MS.

Parti incluse 6.1050.210

| Qt. | Order no. | Descrizione |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

2 PCS

6.2744.060

Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



## Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1050.600 | Metrosep C 4 Guard/2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|            | <p>La Metrosep C 4 Guard/2,0 contiene il materiale di colonna C-4 e serve per la protezione di tutte le colonne cationiche Metrosep con 2 mm di diametro interno, il cui materiale di supporto è basato su gel di silice. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Il prezzo economico è un punto a favore supplementare. Anche la Metrosep C 4 Guard/2,0 funziona secondo il «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.</p> |                                                                                      |
| 6.1050.610 | Metrosep C 4 S-Guard/2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|            | <p>La Metrosep C 4 S-Guard/2,0 contiene il materiale di colonna C-4 e serve per la protezione di tutte le colonne cationiche Metrosep con 2 mm di diametro interno, il cui materiale di supporto è basato su gel di silice. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Il prezzo economico è un punto a favore supplementare.</p>                                                                                                                                                                  |                                                                                      |