



Metrosep C 4 - 150/2,0

6.1050.220

La colonna di separazione dei cationi "Microbore" Metrosep C 4 - 150/2,0 è la colonna standard universale per l'analisi dei cationi delle colonne di separazione microbore. Elevata capacità di separazione in breve tempo. La Metrosep C 4 - 150/2,0 è la colonna di separazione ideale per l'analisi dei metalli alcalini e alcalino-terrosi in mezzi acquosi. Grazie alla ridotta portata di eluente, questa colonna è particolarmente adatta per l'accoppiamento IC-MS.

Parti incluse 6.1050.220

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1050.600	Metrosep C 4 Guard/2,0	
	La Metrosep C 4 Guard/2,0 contiene il materiale di colonna C-4 e serve per la protezione di tutte le colonne cationiche Metrosep con 2 mm di diametro interno, il cui materiale di supporto è basato su gel di silice. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Il prezzo economico è un punto a favore supplementare. Anche la Metrosep C 4 Guard/2,0 funziona secondo il «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.	
6.1050.610	Metrosep C 4 S-Guard/2,0	
	La Metrosep C 4 S-Guard/2,0 contiene il materiale di colonna C-4 e serve per la protezione di tutte le colonne cationiche Metrosep con 2 mm di diametro interno, il cui materiale di supporto è basato su gel di silice. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Il prezzo economico è un punto a favore supplementare.	