



Metrosep C 4 - 100/4,0

6.1050.410

La versione da 100 mm della colonna Metrosep C 4 è prevista per determinazioni rapide dei cationi standard. Vengono ottenuti tempi di reazione estremamente brevi, dove i tempi di eluizione del sodio e dell'ammonio si differenziano comunque di 25 s. In caso di utilizzo di un eluente speciale, con la Metrosep C 4 - 100/4,0 è possibile determinare i sei cationi litio, ammonio, sodio, calcio, magnesio e potassio in meno di 5 minuti.

Parti incluse 6.1050.410

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1050.500	Metrosep C 4 Guard/4,0	
	La Metrosep C 4 Guard/4,0 contiene il materiale di colonna C-4 e serve per la protezione di tutte le colonne cationiche Metrosep, il cui materiale di supporto è basato su gel di silice. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Il prezzo economico è un punto a favore supplementare. Anche la Metrosep C 4 Guard/4,0 funziona secondo il «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.	
6.1050.510	Metrosep C 4 S-Guard/4,0	
	La Metrosep C 4 S-Guard/4,0 contiene il materiale di colonna C-4 e serve per la protezione di tutte le colonne cationiche Metrosep, il cui materiale di supporto è basato su gel di silice. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Il prezzo economico è un punto a favore supplementare.	
6.1050.530	Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0	
	La Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0 contiene il materiale di colonna C 4 e serve per la protezione di tutte le colonne cationiche Metrosep, il cui materiale di supporto è basato su gel di silice. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Rispetto alle colonne di protezione C 4 standard, la Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0 presenta una maggiore capacità e quindi una durata ancora più lunga.	