



Metrosep C 4 - 50/4,0

6.1050.450

Die Metrosep C 4 - 50/4,0 è la colonna di separazione più corta della famiglia Metrosep C 4. Con una capacità di 5 µmol (K⁺) è adatta in particolare a separazioni molto rapide. La bassa capacità consente di analizzare in breve tempo i metalli alcalino-terrosi che eluiscono tardi. Grazie al tempo di ritenzione breve, ora possono essere trasferite alla cromatografia ionica le applicazioni che finora, rispetto alla durata dell'analisi, erano possibili solo con un sistema FIA (Flow Injection Analysis System).

Parti incluse 6.1050.450

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1050.500	Metrosep C 4 Guard/4,0	
	La Metrosep C 4 Guard/4,0 contiene il materiale di colonna C-4 e serve per la protezione di tutte le colonne cationiche Metrosep, il cui materiale di supporto è basato su gel di silice. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Il prezzo economico è un punto a favore supplementare. Anche la Metrosep C 4 Guard/4,0 funziona secondo il «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.	
6.1050.510	Metrosep C 4 S-Guard/4,0	
	La Metrosep C 4 S-Guard/4,0 contiene il materiale di colonna C-4 e serve per la protezione di tutte le colonne cationiche Metrosep, il cui materiale di supporto è basato su gel di silice. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Il prezzo economico è un punto a favore supplementare.	