



Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0

6.1050.530

La Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0 contiene il materiale di colonna C 4 e serve per la protezione di tutte le colonne cationiche Metrosep, il cui materiale di supporto è basato su gel di silice. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Rispetto alle colonne di protezione C 4 standard, la Metrosep C 4 S-Guard - 50/4,0 presenta una maggiore capacità e quindi una durata ancora più lunga.

Parti incluse 6.1050.530

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.

