



Metrosep C 4 Guard/2,0

6.1050.600

La Metrosep C 4 Guard/2,0 contiene il materiale di colonna C-4 e serve per la protezione di tutte le colonne cationiche Metrosep con 2 mm di diametro interno, il cui materiale di supporto è basato su gel di silice. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Il prezzo economico è un punto a favore supplementare. Anche la Metrosep C 4 Guard/2,0 funziona secondo il «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.

Parti incluse 6.1050.600

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.

