



Metrosep C 6 - 100/4,0

6.1051.410

La versione da 100 mm della colonna Metrosep C 6 è prevista per la determinazione dei cationi standard, per esempio nell'acqua potabile. Vengono ottenuti tempi di reazione estremamente brevi, tuttavia sodio e ammonio vengono separati in modo ottimale. L'elevata capacità del materiale C 6 consente elevati volumi di campione.

Parti incluse 6.1051.410

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1051.500	Metrosep C 6 Guard/4,0	
	La Metrosep C 6 Guard/4,0 contiene il materiale della colonna C 6 e serve come protezione da particelle e impurità. In tal modo viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. La Metrosep C 6 Guard/4,0 funziona secondo il «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.	
6.1051.510	Metrosep C 6 S-Guard/4,0	
	La Metrosep C 6 S-Guard/4,0 contiene il materiale della colonna C 6 e serve come protezione contro particelle e impurità. In tal modo viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica.	