



Metrosep C 6 - 150/4,0

6.1051.420

L'alta capacità del materiale C 6 rende la colonna di separazione Metrosep C 6 - 150/4,0 la soluzione ottimale per la separazione di cationi standard con elevate differenze di concentrazione in tempi di reazione ragionevoli. Con questa colonna è possibile determinare le acque potabili a basso contenuto di ammonio.

Parti incluse 6.1051.420

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1051.500	Metrosep C 6 Guard/4,0	
	La Metrosep C 6 Guard/4,0 contiene il materiale della colonna C 6 e serve come protezione da particelle e impurità. In tal modo viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. La Metrosep C 6 Guard/4,0 funziona secondo il «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.	
6.1051.510	Metrosep C 6 S-Guard/4,0	
	La Metrosep C 6 S-Guard/4,0 contiene il materiale della colonna C 6 e serve come protezione contro particelle e impurità. In tal modo viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica.	