



Metrosep C Supp 1 - 100/4,0

6.1052.410

La versione corta della Metrosep C Supp 1 viene impiegata per la determinazione rapida di cationi nel campo $\mu\text{g/L}$ con rilevamento della conducibilità dopo la soppressione sequenziale. Tramite la soppressione viene migliorato il rumore di fondo nell'analisi dei cationi. Ne risultano limiti di rivelazione inferiori per i cationi da determinare.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4,0
	La Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 contiene il materiale di colonna C-Supp-1 e serve per la protezione delle colonne cationiche Metrosep C-Supp-1. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Anche la Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 funziona secondo il sistema «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.

