



Metrosep C Supp 1 - 150/4,0

6.1052.420

La colonna di separazione Metrosep C Supp 1-150/4,0 è la colonna ideale nella determinazione di basse concentrazioni di cationi standard. Grazie al basso rumore di fondo dopo la soppressione sequenziale vengono raggiunti limiti di rivelazione al di sotto del range μ/L .

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4,0

La Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 contiene il materiale di colonna C-Supp-1 e serve per la protezione delle colonne cationiche Metrosep C-Supp-1. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Anche la Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 funziona secondo il sistema «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.

