



Metrosep C Supp 1 - 250/4,0

6.1052.430

La colonna di separazione Metrosep C Supp 1 250/4,0 viene utilizzata per le separazioni difficili di cationi standard e di alcuni cationi di transizione come ammine nella gamma bassa di concentrazione. La rilevazione della conducibilità dopo la soppressione sequenziale permette limiti di rilevabilità bassi grazie al basso rumore di fondo.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4,0

La Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 contiene il materiale di colonna C-Supp-1 e serve per la protezione delle colonne cationiche Metrosep C-Supp-1. Le particelle e le contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro e pertanto viene prolungata notevolmente la durata della colonna di separazione analitica. Anche la Metrosep C Supp 1 Guard/4,0 funziona secondo il sistema «On Column Guard System» e viene montata sulla rispettiva colonna di separazione pressoché senza volume morto.

