



Metrosep Carb 2 Guard/4,0

6.1090.500

La Metrosep Carb 2 Guard/4,0 rimuove i contaminanti in modo efficace e, pertanto, protegge la colonna di separazione analitica. Il design della precolonna è scelto in modo da rendere trascurabile il suo influsso sulla separazione cromatografica.

Parti incluse 6.1090.500

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.

