



Metrosep Carb 2 S-Guard/4,0

6.1090.510

La Metrosep Carb 2 S-Guard/4,0 rimuove i contaminanti in modo efficace e, pertanto, protegge la colonna di separazione. Il design della precolonna è scelto in modo da rendere trascurabile il suo influo sulla separazione cromatografica.

Parti incluse 6.1090.510

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.

