




Sensore di temperatura Pt100 per 909 UV Digester

6.1110.010

Sensore di temperatura Pt1000 (classe B) in vetro con cavo fisso (0,5 m) per il collegamento a 909 UV Digester.

Parti incluse 6.1110.010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1236.020	Giunto conico con SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm e O-ring



Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.

