



Sensore di temperatura Pt1000 (lunghezza di inserimento 12,5 cm)

6.1110.100

Sensore di temperatura Pt1000 (classe B) in vetro.

Questo sensore di temperatura Pt1000 è disponibile anche con lunghezza di inserimento pari a 17,8 cm, con numero dell'articolo 6.1110.110.

Parti incluse 6.1110.100

Qt.	Order no.	Descrizione
100 Stk	6.1236.020	Giunto conico con SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm e O-ring



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2104.140	Cavo per elettrodo 1 m, 2 x 2 mm Per collegare la sonda di temperatura con connessione Metrohm G con 780, 781, 826, 827 pH/lono metri e tutti i Titrandi	
6.2104.150	Cavo per elettrodo 2 m, 2 x 2 mm Per collegare le sonde di temperatura con connessione Metrohm G con 780, 781, 826, 827 pH/lono metri e tutti i Titrandi	