



Sensore di temperatura Pt1000 per CVS (lunghezza di inserimento 9 cm)

6.1110.120

Sensore di temperatura Pt1000 (classe B), per strumenti professionali CVS.

Parti incluse 6.1110.120

Qt.	Order no.	Descrizione
100 Stk	6.1236.020	Giunto conico con SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm e O-ring



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2104.140	Cavo per elettrodo 1 m, 2 x 2 mm Per collegare la sonda di temperatura con connessione Metrohm G con 780, 781, 826, 827 pH/lono metri e tutti i Titrandi

