



Sensore di temperatura Pt100 per strumenti di misura della stabilità (17.5 cm)

6.1111.010

Sensore di temperatura Pt100 (lunghezza 17,5 cm) con cavo fisso e connettore Mini-DIN. Questo sensore di temperatura senza vetro è adatto all'impiego su 711 Liquino e su strumenti di misura della stabilità (743 Rancimat, 763 PVC Thermomat, 892 Professional Rancimat o 895 Professional PVC Thermomat).

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2042.040	Clip per sonda di temperatura
	Morsetto di sostegno per set per GLP per strumenti di misura di stabilità

