



Sensore di temperatura Pt100 per strumenti di misura della stabilità (30 cm)

6.1111.020

Sensore di temperatura Pt100 (lunghezza 30 cm) con cavo fisso e connettore Mini-DIN. Questo sensore di temperatura senza vetro è adatto all'impiego su strumenti di misura della stabilità (873 Biodiesel Rancimat e 893 Professional Biodiesel Rancimat).

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2042.040	Clip per sonda di temperatura
	Morsetto di sostegno per set per GLP per strumenti di misura di stabilità

