



Sensore di temperatura Pt1000 in acciaio inossidabile

6.1114.010

Sensore di temperatura Pt1000 (classe B) con cavo fisso (1,2 m), con ago in acciaio inossidabile e stelo PEEK. Questo sensore di temperatura senza vetro è adatto alla misura della temperatura:

- In materiali semisolidi (ad es. formaggio, carne)
- In mezzi non ossidanti con pH 1-13

Parti incluse 6.1114.010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1236.020	Giunto conico con SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm e O-ring

