



O2-Lumitrode

6.1116.000

Il sensore ottico per la misura dell'ossigeno disciolto (DO) può essere utilizzato con lo strumento di misura 913 pH/DO Meter o il 914 pH/DO/Conductometer. Per la misura, il sensore si basa sul principio dell'estinzione della luminescenza. Il sensore, poco ingombrante e privo di manutenzione, è adatto ad esempio per la misura DO nei seguenti ambiti:

- Controllo di qualità dell'acqua
- Settore delle fognature
- Produzione di bevande
- Piscicoltura

Il sensore viene fornito con un vaso di calibrazione.

Il tappo di misura (tappo O₂), che contiene il luminoforo sensibile all'ossigeno, può essere sostituito semplicemente all'occorrenza.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1260.000	Vaso per calibrazione O2 Vaso per la calibrazione di O ₂ -Lumitrode con saturazione dell'aria al 100%.	
6.2329.000	Standard di ossigeno 0% Standard di ossigeno per la calibrazione 0% di O ₂ -Lumitrode. Contiene 5 sacchetti da 30 mL ciascuno.	
6.5623.000	Set per sostituzione O2-Lumitrode Set per sostituzione O ₂ -Lumitrode. Il set è composto da un tappo O ₂ certificato come ricambio, un vaso di calibrazione e 5 standard di ossigeno da 30 mL, 0%.	