



Corpo dell'elettrodo

6.1241.040

Corpo dell'elettrodo per elettrodi separati con punta metallica. Per applicazioni con scambiatori di campioni.

Parti incluse 6.1241.040

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2106.060	Cavo / 2 m / 2 x B Cavo dell'elettrodo con 2 spine B (4 mm) per collegare gli elettrodi con le connessioni B



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1248.000	Elettrodo ad asta di platino Platinum Electrode Rod per elettrodi separati con punta metallica	
6.1248.010	Elettrodo ad asta di argento Silver Electrode Rod per elettrodi separati con punta metallica	
6.1248.030	Elettrodo ad asta d'oro Gold Electrode Rod per elettrodo separato con punta metallica	
6.1248.040	Elettrodo ad asta di carbone vetroso Punta dell'elettrodo in carbone vetroso per elettrodi separati con punta metallica	

6.1248.050

Spina dell'elettrodo in tungsteno

Spina dell'elettrodo in tungsteno per elettrodi separati a spina metallica

